

COOLIFTING

LUGAR DE FABRICACIÓN	España	
DESCRIPCION DEL EQUIPO	La pistola Coolifting dispara en los tejidos faciales un potente flujo de CO2 combinado con una altísima concentración de activos nebulizados a muy alta presión y baja temperatura. De esta manera genera un efecto doble: Inmediato (lifting) y duradero (rejuvenecimiento)	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Alimentación pistola alimentación base Material carcasa Peso pistola cargada Peso pistola sin cargar Peso base	Batería 11,6 Voltios 1000 Mha Alimentador 15 Voltios 1000 Mha conectado a red Plastico ABS 0,700 Kg 0,550 Kg 0,5 Kg
MECANISMO DE ACCION	El flujo de CO2 y activos nebulizados combinado con la alta presión de aplicación provoca: - Vasomotricidad paradójica - Crioforesis y baroforesis - Cryo-Carboxiterapia - Thermal Shock	
INDICACIONES	Estimulación de los tejidos Prevención y atenuación de arrugas Rejuvenecimiento facial Zonas de aplicación: Contorno de ojos - frente - entrecejo - mejillas - zona perilabial	
MODALIDAD DE PROGRAMACION	Con la pistola cargada y una vez que la pantalla lo indique debe cargar el cartucho con los principios activos y luego enroscar firmemente el CO2. Una vez preparado esto aparecerá el tiempo (4 minutos) y debera desbloquear la pantalla y apretar el gatillo para iniciar la sesión. Aplicar de forma continua y siempre en movimiento a una distancia de la piel de 0,5 - 1 cm.	
CONTRAINDICACIONES	Enfermedades de la piel (psoriasis, acné activo, inflamación o quistes) Embarazo o lactancia Zonas con rellenos o botox 2 semanas previas Alteración de sensibilidad en la piel	
TRATAMIENTO	Sesión única: Efecto lifting inmediato Tratamiento de choque: 8 sesiones durante 1 mes. Efecto rejuvenecimiento Mantenimiento: 1 sesión cada 15 días Luego de cada sesión se realiza un masaje para favorecer la absorción del producto	
GARANTIA	2 años (se excluyen defectos por mal uso)	
ACCESORIOS	Maletín Coolifting con pistola, base de carga y conector de corriente Kit de tratamiento (25 unidades) Manual de usuario	