

LIPOCONTRAST

LUGAR DE FABRICACIÓN	España - CLINIPRO	
DESCRIPCION DEL EQUIPO	<p>LipoContrast es un dispositivo basado en una tecnología de cryolipolisis (termolipólisis de contraste) avanzada para reducir la grasa corporal.</p> <p>La lipocryolisis es una técnica no invasiva, exitosa y reconocida por su eficacia en la reducción de la grasa localizada.</p> <p>LIPOCONTRAST está indicado para reducir adiposidades localizadas. Además, también se consiguen resultados significativos en grasa fibrosa, lo que era la principal asignatura pendiente de la lipocryolisis de primera generación</p>	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Clasificación Dimensiones Peso Alimentación Consumo máximo Pantalla Sistema operativo Refrigeración Energía máxima de enfriamiento Energía máxima de calentamiento Máxima regulación automática del sistema vacío	Equipo Clase 1 Tipo HF EN 60601 93 cm (alto) x 57 cm (largo) x 74 cm (ancho) 43 Kg 100-240V / 50 -60 Hz 200 W Touchscreen VGA 10,4" Embedded Linux Por líquido - 150mw/cm2 +100mw/cm2 700mbar
MECANISMO DE ACCION	El tejido graso se aísla dentro de un aplicador y es sometido a un triple choque térmico (calor-frío-calor) de acuerdo a unos parámetros de tiempo, temperatura y energía muy precisos automatizados mediante un software. El efecto se produce de manera casi inmediata. Una parte de las células grasas quedan inhabilitadas, mientras que otras entrarán en un proceso de apoptosis severa y se eliminarán a lo largo de las semanas siguientes	
INDICACIONES	Indicado para la reducción de grasas localizadas (incluso grasa fibrosa) en diferentes áreas gracias a aplicadores de diferentes medidas: Abdomen - Flancos - Espalda - Brazos - Caderas - Rodillas - Pecho en hombres - Doble Mentón	
MODALIDAD DE PROGRAMACION	Limpiar la piel de la zona y aplicar una fina cantidad de gel conductivo/protectivo. Colocar el aplicador en el área a tratar seleccionada y comenzar el tratamiento Limpiar la piel del paciente y la parte interna del aplicador con una toallita para eliminar el gel Justo al final de la sesión, el área tratada quedará rojiza, probablemente un poco inflamada e insensibilizada. Recuperará su aspecto normal tras una o dos horas. Dependiendo del paciente, la alteración de la sensibilización puede durar unos pocos días. Excepcionalmente, puede aparecer un leve hematoma que será reabsorbido en unos pocos días.	
CONTRAINDICACIONES	Enfermedad de Raynaud Crioglobulinemia Embarazo Zona con inflamación, herida, dermatitis, problema de circulación, urticaria fría, hernias, arteritis en extremidades inferiores Para el tratamiento de celulitis: varices y áreas inflamadas	
TRATAMIENTO	En función de la profundidad del tejido graso, pueden ser necesarias entre una y tres sesiones por zona, con	
GARANTIA	2 años	
ACCESORIOS	Aplicador grande Aplicador pequeño Caliper Cable de poder Manual del usuario	