

PROSLIMELT

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| LUGAR DE FABRICACIÓN | Italia - Promoitalia | |
| DESCRIPCION DEL EQUIPO | Equipo con tecnología no invasiva de vanguardia que utiliza ultrasonido de baja frecuencia, continuo o pulsátil, de 30 – 70 kHz para la reducción de volumen de grasa subcutánea, modelación del contorno corporal y tratamiento de la celulitis. | |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | Potencia | 3 watts/cm ² |
| | Frecuencia | 30 kHz - 70 kHz |
| | Emision | 2 modalidades (continuo o pulsado) |
| | Parametros ajustables | Duración y zona de tratamiento Potencia: 0-99% Barrido: 3" - 99" |
| | Cabezales | 2 de 45 mm (uso en conjunto o por separado) |
| | Pantalla | Software con base de datos del paciente |
| | Peso | 40 Kg |
| | Peso cabezal | 1,6 Kg |
| | Dimensiones | 60 x 95 x 45 cm |
| MODALIDAD DE PROGRAMACION | Posibilidad de tratar 2 areas con 2 programas distintos al mismo tiempo Posibilidad de tratar a 2 pacientes con diferentes programas simultaneamente | |
| MECANISMO DE ACCION | El ultrasonido transmite a los tejidos elevados números de vibraciones por unidad de tiempo, causando un movimiento del líquido estancado y la ruptura de la membrana del adipocito, con el consecuente aumento de la permeabilidad de la pared celular y la mejora del intercambio intercelular. Considerando la importancia del factor vascular en la P.E.F.E y la presencia en los mismos tejidos de fibras conectivas y reticulares, los efectos dados por el tratamiento de ultrasonido son particularmente hacia ese destino. | |
| INDICACIONES | Reducción de exceso grasa localizada y lipodistrofiaslocalizadas (daño del tejido conectivo subcutáneo, debido a una alteración local de la microcirculación). Lipomas Pre y Post tratamientos de liposucción | |
| CONTRAINDICACIONES | Embarazo y lactancia Enfermedad cardiovascular, hepática, renal y/o linfática no controlada Cáncer no controlado | |
| TRATAMIENTO | 5 sesiones cada 15 (pulsado) y 21 (continuo) días Areas: Tronco, espalda, brazos, cintura, abdomen, caderas, glúteos, muslos, rodillas, pantorrillas y lipomas | |