



Coolite Pro

“Revolución tecnológica en DEPILACIÓN LÁSER”


Coolite Pro es el primer equipo de depilación láser con fibra óptica, la cual se encuentra en la unidad central y no en el handpiece. La energía del láser es transferida por la fibra óptica al objetivo, lo que aumenta significativamente la eficiencia energética y la duración del handpiece.

Primer Equipo del mundo de Láser Diodo con Fibra Óptica


- ✓ Costos mínimos de mantención
- ✓ 2 años de garantía o 25 millones de disparos
- ✓ Handpiece liviano, mayor comodidad
- ✓ Distribución uniforme de energía
- ✓ Potente sistema de enfriamiento integrado (Puntera de zafiro)



Tecnología Fibra Óptica



Sistema de Barrido



Longitud de onda: 810nm

10 razones para adquirir

COOLITE PRO

1

Máxima EFECTIVIDAD por mínima divergencia frente a los sistemas actuales

2

COMODIDAD, el handpiece tiene un peso 5 veces menor al habitual

3

Máxima PRODUCTIVIDAD por mínimo calentamiento

4

Máxima FIABILIDAD por mínimas incidencias del equipo

5

Mínimo mantenimiento, 25.000.000 de disparos o 2 años de garantía

6

Máxima VELOCIDAD de tratamiento, gracias a su sistema SHR

7

Mínimo peso del equipo, perfectas condiciones para su transporte

8

Modulador láser en el equipo, no en el handpiece

9

GARANTÍA de 2 años

10

CERTIFICACIONES

